

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC



DISKDESINFEKTOR DS 50 / DS 50 DRS

För hälso- sjuk- och tandvård samt laboratorier

Högeffektiv diskdesinfektor för rengöring och termisk desinfektion av kirurgiska instrument, narkosutrustning, utensilier m.m. inom hälso- sjuk- och tandvård samt laboratorier.

Motsvarar i alla avseenden gällande riktlinjer med avseende på säkerhet och hygien samt enligt tillämpbara delar av SS-EN ISO 15883:2006.

Diskutrymmet är tillverkat i rostfritt stål (1.4401 – AISI 316), är självrensande, samt utrustat med en kondensor som minimerar ångutsläpp.

Inbyggda doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel.

Flertalet olika diskprogram att välja bland.

Termisk desinfektion sker vid 90°C eller 93° i 1 till 10 minuter.

WWW.curemednordic.se

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda

- Stort tillbehörsprogram finns, bland annat ett rostfritt benstativ.
- Tillverkas av Steelco i en kvalitetscertifierad och mycket modern produktionsanläggning i Italien.
- **Säker** – Luckan är låst under hela diskcykeln och kan endast öppnas när desinficeringen är slutförd.
- **Flexibel** – Går att programmera efter behov.
- **Modern** – Mikroprocessorer övervakar och styr enhetens elektronik. Funktions- och användarstatistik lagras.

DS 50 DRS specifika basfunktioner

- Har ett inbyggd kraftfullt varmluftstork system som även filtrerar luften
- Kan programmeras med upp till 40 program

Optioner/tillbehör	DS 50	DS 50 DRS
Genomräckningsversion med 2 dörrar		X
HEPA filter*		X
USB anslutning*		X
Extern printer för processdokumentation	X	X
Korg med direktspolning för anestesi		X
Anslutning till avjoniserat vatten*		X
Inbyggd vattenavhårdare (saltbehållare)**	X	X

* Måste anges vid beställning

** Måste anges vid beställning och rekommenderas i områden där råvattnet har hög kalkhalt. Utrustningen får tilläggsbeteckningen D, dvs DS 50 D resp DS 50 DRSD.

Certifiering

MDD 93/42 EEC

Ytterligare tillbehör

Det finns en mångfald av hållare och insatskorgar för olika ändamål och verksamheter, fråga oss utifrån Dina behov.



Alla utrustningar levereras med baskorg C 05, brickinsats C 04 och insatskorg C 03 enl ovanstående bilder



Rostfritt benstativ S 02 (option)

Tekniska specifikationer

Rätten till ändringar förbehålls

	DS 50/DS 50 D	DS 50 DRS/DS 50 DRSD
Ytermått (b x d x h, mm)	500 x 565 x 555	560 x 575 x 555
Diskutrymme (b x d x h, mm)	420 x 460 x 285	420 x 460 x 285
Vikt, kg	ca 40	ca 43
Ljudnivå under diskfasen i db(A)	52	52
Rumstemp min/max	5°C – 40°C	5°C – 40°C
EI, max effekt, pumpeffekt	220/230 V AC, 2750 W, 150 W	220/230 V AC, 2750 W, 150 W
Kallvatten, anslutning, tryck min/max vattenflöde, temp min/max	¾", 2.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 25°C	¾", 2.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 25°C
Avlopp, Ø	25 mm	25 mm