



DISKDESINFEKTOR DS 500 CL MED VARMLUFTSTORK

- Högeffektiv diskdesinfektor för rengöring och termisk desinfektion av kirurgiska instrument, narkosutrustning, utensilier m.m. inom häso- sjuk- och tandvård samt laboratorier.
- Motsvarar i alla avseenden gällande riktlinjer med avseende på säkerhet och hygien samt enligt tillämpbara delar av SS-EN ISO 15883:2006.
- Diskutrymmet är tillverkat i rostfritt stål (1.4401 – AISI 316) och har en dubbelmantel runt diskammaren för att minimera värme- och ljudavgivning.
- Inbyggda doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel.
- 40 olika diskprogram.
- Termisk desinfektion sker vid 90°C i 11 minuter.

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.



- Tillverkas av Steelco i en kvalitetscertifierad och mycket modern produktionsanläggning i Italien.
- **Säker** – Luckan är låst under hela diskcykeln och kan endast öppnas när desinficeringen är slutförd.
- **Flexibel** – Går att programmera efter behov.
- **Modern** – Mikroprocessorer övervakar och styr enhetens elektronik. Funktions- och användarstatistik lagras.

Certifiering

MDD 93/42 EEC

Funktionalitet

Multifunktionell enhet med lämpliga korgar, hållare och insatser som tillbehör. Dessa gör det möjligt att kunna desinficera de flesta förekommande instrument och utrustningar.

De flesta modellerna har 40 olika diskprogram. Ångkondensator och avloppspump samt tomdunkslarm för kemikalier är standard liksom RS 232 port för anslutning till PC.

Tillbehör/optioner

- Olika korgar med direktspolning
- Oberoende övervakningssystem
- Extra doseringspumpar (max 4)
- Olika korgar med direktspolning
- Flödesmätning av dosering
- Effekthöjning till 8000W
- En mångfald av hållare och insatskorgar för olika ändamål och verksamheter
- Inbyggd vattenavhårdare
- Tryckstegringspump
- Förvärmningstank
- Inbyggd printer
- Låsbara underskåp



Ovan visas en detaljbild av Touch-Screen

Tekniska specifikationer

Rätten till ändringar förbehålls

	DS 500/DS 500 D	DS 500 CL/DS 500 CLD
Ytermått (b x d x h, mm)/med underskåp	600 x 630 x 840/1440	600 x 630 x 840/1440
Diskutrymme (b x d x h, mm)	540 x 510 x 550	540 x 510 x 550
Vikt , kg	86 - 108	108 - 115
Ljudnivå i db(A)	<54	<55
Rumstemp min/max	5°C – 40°C	5°C – 40°C
EI , max effekt, pumpeffekt	230 alt 400V AC, 5600 W, 500 W	230 alt 400V AC, 5600 W, 500 W
Kallvatten , anslutning, tryck min/max vattenflöde, temp min/max	¾", 1.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 15°C	¾", 1.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 15°C
Varmvatten , anslutning, tryck min/max vattenflöde, temp min/max	¾", 1.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 40°C – 55°C	¾", 1.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 40°C – 55°C
RO-vatten (end vissa), anslutning, tryck min/max vattenflöde, temp min/max	¾", 1.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 55°C	¾", 1.0 – 5.0 bar 24l/min vid 2 bar, 10°C – 55°C
Inbyggt avhärdningsfilter	DS 500 – NEJ, DS 500 D JA	DS 500 CL – NEJ, DS 500 CL D JA
Avloppsanslutning , Ø	25 mm	25 mm