


CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

LÄNGDMÄTARE HTB 0-2W

- Längdmätare som enkelt monteras fast på väggen.
- Mätområde mellan 20- och 220 cm.
- Metrisk gradering.
- Gradering: 1 mm.
- Tillverkad av plast och metall.



WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00

POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda