

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

**CureMed**  
NORDIC

## BLODVAGGA TRIOMIX

- Triomix blodvaggas ser till att provet alltid blir korrekt blandat.
- Kan användas till alla slags venprovtagningsrör eftersom vagningshastigheten kan regleras i tre steg.
- Ackreditering av laboratorieanalyser är ett viktigt led i det kvalitetshöjande arbetet, med Triomix börjar det direkt vid provtagningstillfället.
- Blodvaggan drivs av ett uppladdningsbart Li-jon batteri som laddas med medföljande laddare.
- Triomix är tillverkad i Sverige.



WWW.CUREMEDNORDIC.SE