

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

VitaScan PD Bladderscanner

VitaScan

Ett säkert och användarvänligt system för mätning av blåsvolym



WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

Ett säkert och användarvänligt icke invasivt system för mätning av blåsvolym

- Bladder scanning i realtid är en säker och användarvänlig icke invasiv metod för att mäta blåsvolymen.
- VitaScan PD använder ultraljud i realtid för att snabbt hitta och särskilja urinblåsan från omgivande vävnader.
- En knapp på ultraljudsproben startar scanningsprocessen som sker helt automatiskt i multipla plan på några sekunder.
- Blåsvolymen beräknas i 3D och visas på skärmen med tydliga siffror tillsammans med ultraljudsbilder i två plan av blåsan.
- VitaScan PD är intuitiv att använda och kräver ingen tidigare erfarenhet av ultraljudsmätning.



WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00

POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed

NORDIC

- Funktioner väljs enkelt på den intuitiva LCD-pekskärmen.
- Tre inställbara scanningsdjup, 10cm, 16cm eller 23cm.
- Undersökningsresultat kan printas ut via den inbyggda skrivaren eller sparas på ett USB-minne.
- Inbyggt laddningsbart batteri som fulladdat ger upp till fem timmars drifttid.
- Portabel med bärhandtag och en låg vikt på 2 kg.
- Går att beställa med bärväska eller på rullstativ.
- Två års garanti på systemet.



WWW.curemednordic.se

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00
POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed

NORDIC

Volume range	0 - 1000 ml
Accuracy	+/- 10% of reading, +/- 20 ml
Probe Frequency	3.4 MHz
Scanning method	Sector, 180 degrees
Rotation positions	Up to 24 rotating positions
Sweep angle	130 degrees



VITAcon.

Systemet uppfyller kraven i EN60601-1, Klass I och Typ BF, isolerade patientbehov. Detta system uppfyller gällande krav på medicinsk utrustning som publiceras i European Standard Harmonized Standards, Underwriters Laboratories (UL) och Canadian Standards Association (CSA).



CE märkning - Notified body
No. 2274

WWW.curemednordic.se

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00

POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda