

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

TYMPANOMETER OTOWAVE 102

- Handhållen tympanometer för screening som även kan mäta stapediusrflexen.
- Med sin låga vikt på 380 gram är den lätt att bära med sig och den ligger bra i handen tack vare sin ergonomiska utformning.
- **Otowave 102** är enkel och intuitiv att arbeta med, displayen visar information för användaren kontinuerligt före, under och efter utfört test.
- Mätresultat presenteras på den högupplösta skärmen och kan sparas i det interna minnet, skickas till en portabel termoskrivare (finns som tillval) via IR-länk eller skickas till en dator via en irDA-port.

