

# Blåsvolymmätare BVS

Blåsvolymmätare BVS – den första riktigt mobila blåsvolymmätaren som låter dig skanna var som helst utan dator, sladdar eller programvara.

- Mäter volym i urinblåsan – blåsvolymmätare (bladder scanner).
- Mycket enkel hantering utan kabel.
- Fungerar bra för både mobilt och stationärt bruk – transportväska ingår.
- Lätt att rengöra.
- Används för att utvärdera olika urologiska tillstånd.
- Ger möjlighet att förhindra onödig katetrisering.
- Ger snabb möjlighet till diagnos, sparar tid och kostnad.
- BVS är handhållen, låg vikt samt bärbar.
- Kan ladda upp data till journalsystem.
- Drivs med uppladdningsbart batteri.
- Placeras i batteriladdare (ingår) när den ej används.
- Klarar ca 200 scannningar vid fullt laddat batteri.
- Enkel kontrollservice en gång/år.



## I BVS ingår

- Blåsvolymmätare
- Handledsrem
- Laddbart Lithiumbatteri
- Svensk användarinstruktion
- Nätadapter
- Trådlös laddstation
- Mjukvara
- Transportväska i metall



## Tillbehör till BVS

- Rullstativ
- Extra transportväska
- Extern skrivare
- Ultraljudsgel



Mer information hittar ni på [www.curemednordic.se](http://www.curemednordic.se) eller kontakta oss på **031-47 58 00** eller [info@curemednordic.se](mailto:info@curemednordic.se).