

Kolposkop

Kolposkopen tillhör serien SOM – Stereo Operating Microscope och finns i olika grundutföranden: Gynstolsmonterat eller rullstativmonterat. Kolposkopsarmen kan både justeras i höjd-, och sidled. Alla leder har justeringsrattar för inställning av rörligheten. Till KAPS kolposkop kan olika kameror, bildskärmar och bildlagringsenheter anslutas.

Kolposkop SOM 52 LED

Kan beställas med rullstativ eller för montering på gynstol.



Kolposkop SOM 42 LED

Avsedd att monteras på en gynstol.



- Användarvänliga kolposkop från Karl Kaps med ergonomisk placering av reglage för höjd-, fokus- och vinkelinställningar.
- Alla leder har justeringsrattar för inställning av rörligheten.
- Enkelt att byta okular och objektivlinser.
- Högkvalitativ optik ger klara högupplösta bilder med naturlig färgåtergivning.
- Flertalet objektiv, förstöringsväxlare och okulartuber finns att välja bland.
- Kolposkopet kan roteras 320° och har ett vridstopp för fibern.
- SOM 52 har två belysningsalternativ; LED-belysning med en livslängd på drygt 30 000 timmar eller Halogen-belysning med inbyggd reservlampa.
- Möjlighet att ansluta kameror, bildskärmar och bildlagringsenheter.